

CEINTURE DE TRANSFERT DOMICILE

RÉFÉRENCES :
SI21330 SI21330B



La ceinture de transfert EMMA® est strictement destinée à un usage mono patient à domicile. Multifonction, elle permet d'aider à la marche, au lever, au transfert ou encore au redressement d'une personne tombée au sol.

Garnie de 6 poignées ergonomiques, elle sécurise les transferts et la marche accompagnée.

Elle peut être portée par le patient ou par l'aidant, en fonction des situations ■

LES PRODUIT

Prises facilitées grâce aux 6 poignées.

Position inclinée des poignées permettant une prise ergonomique.

Face interne antidérapante.



VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube

OPTIONS

PEDILETTE




Peut être utilisée en association avec un disque de transfert PEDILETTE® et l'appui tibial MOUSTACHE®.

MOUSTACHE



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	EMMA®
DESCRIPTION COURTE :	CEINTURE DE TRANSFERT DOMICILE
RÉFÉRENCES :	SI21330 SI21330B
DATE DE MISE À JOUR :	30/08/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	03760311370045
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	300 G
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	150 KG
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE ET RHÔNE ALPES

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	<p>Peut être positionnée sur le sujet ou sur l'aidant. Manutention manuelle par une tierce personne, à domicile, pour aider et sécuriser les transferts, la marche, le lever ou le redressement d'un sujet tombé au sol. Avant chaque utilisation, l'aidant doit contrôler le bon état des poignées, des sangles et de la bouclerie.</p>
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<p>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Après utilisation, la ceinture EMMA® ne doit pas rester sur le sol. Ne pas utiliser un produit décousu ou présentant un défaut de la boucle. Ne pas porter ou faire porter la ceinture de façon prolongée ou permanente. Non approprié pour un usage intensif en collectivité.</p>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	<p>Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases, acides eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression. Température de lavage 30°.</p>
STOCKAGE :	<p>Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).</p>
COMPOSITION :	<p>Toile extérieur en nylon. Sangles et poignées en polypropylène. Jonc 5 mm en nylon. Bouclerie en nylon. Tissu antidérapant en polyester enduit PVC.</p>
CONDITIONNEMENT :	<p>1 sachet ou 1 boîte contenant la ceinture de transfert à domicile EMMA® et sa fiche technique.</p>
COULEUR :	<p>Vert anis et noir.</p>
DIMENSIONS :	<p>130 x 13 cm - Taille unique (42 à 64).</p>