

## COUSSIN PIVOTANT

### RÉFÉRENCES

SI99403 / SI99453 / SI99503



**E**ASY-TURN® est le coussin pivotant de référence. Il permet d'entrer et de sortir sans aucun effort d'un véhicule ou de s'asseoir sur une chaise.

Très confortable et antidérapant, il s'adapte et pivote sur tous les types de sièges. Le coussin EASY-TURN® existe en trois tailles.

Léger et incassable, il se transporte facilement ■

## LES **+** PRODUIT

Il maintient l'autonomie de conduite.

Revêtement en velours **confortable**.

Son efficacité est **inégalée**.

Souple, il s'adapte à toutes les formes de siège.



© NFCA Pictures



VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube

## OPTION


**GET-IN®**



Peut être utilisée en association avec la poignée d'appui de voiture GET-IN® pour faciliter l'installation ou la sortie du véhicule.



VOTRE CONSEILLER



**ALTER ECO SANTE**

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

## FICHE TECHNIQUE

Réf.	Désignation	Diamètre	Compatible siège voiture
SI99403 N° Identification UDI : 05708012329588	Coussin pivotant EASY-TURN® taille M	40 cm	Oui
SI99453 N° Identification UDI : 05708012302642	Coussin pivotant EASY-TURN® taille L	45 cm	Oui
SI99503 N° Identification UDI : 05708012348947	Coussin pivotant EASY-TURN® taille XL	50 cm	Oui



PRODUIT :	EASY-TURN®
DESCRIPTION COURTE :	COUSSIN PIVOTANT
RÉFÉRENCES :	SI99403 / SI99453 / SI99503
DATE DE MISE À JOUR :	21/05/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	3
POIDS :	600 G
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	150 KG
FABRICANT :	IMMEDIA
ORIGINE :	DANEMARK

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

<b>INDICATIONS D'UTILISATION :</b>	<p>Manutention manuelle par un sujet pour entrer et sortir sans effort d'un véhicule ou s'asseoir sur une chaise. Recommandé pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les lombalgies, coxarthroses et prothèses de hanche, hémiplegies.</li> <li>• Les véhicules ambulances VSL.</li> <li>• Les professionnels de la route.</li> <li>• Les agriculteurs.</li> <li>• Aide à l'aidant.</li> <li>• La protection de la charnière sacro-lombaire.</li> </ul> <p>La côté antidérapant doit toujours être placé contre le siège.</p>
<b>CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :</b>	<p><b>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</b>  <b>Ne jamais utiliser au sol.</b>  <b>Ne jamais séparer les deux faces du disque.</b></p>
<b>HYGIÈNE ET ENTRETIEN :</b>	<p>LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS.</p> <p><b>Produits interdits :</b> Solvants, bases, acides eau de javel et produits abrasifs.  <b>Produit recommandé :</b> Détergent désinfectant surfaces hautes.</p> <p>Les surfaces extérieures peuvent être brossées ou essuyées / Lavage à 60° en machine.  Séchage à plat / Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air).</p>
<b>STOCKAGE :</b>	<p>Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).</p>
<b>COMPOSITION :</b>	<p>Nylon, polyester, polyéthylène.</p>
<b>CONDITIONNEMENT :</b>	<p>1 carton contenant 1 disque pivotant EASY-TURN® et sa fiche technique.</p>
<b>COULEUR :</b>	<p>Gris.</p>